

iLivTouch FT 200

Количественная оценка состояния печени без забора образца ткани

Специализированный УЗИ-аппарат для фиброметрии и стеатометрии. Метод транзIENTной эластографии позволяет получать данные о жёсткости ткани печени и затухании ультразвукового сигнала.

Две функции — единый подход к исследованию

Фиброметрия: измерение жёсткости ткани печени.

Стеатометрия: оценка затухания ультразвука для клинической оценки жировых изменений.

Что получает медицинская организация

Неинвазивный метод

Измерения выполняются без получения образца ткани для анализа.

Численные показатели

Результаты дополняют клиническую картину при оценке фиброза и стеатоза.

Серия измерений

Отчёт объединяет усреднённые значения по десяти измерениям.

Показатель успешности

Дополнительный коэффициент включён в состав отчёта исследования.

Подберите решение для вашего учреждения

Запросите в «Медновер» цену, состав поставки и срок доставки.

Параметры и результаты исследования

Параметр	Описание
Модель	iLivTouch FT 200
Линейка	iLivTouch
Назначение	Неинвазивная оценка состояния печени
Метод	Транзиентная эластография
Функции	Фиброметрия и стеатометрия
Измеряемые показатели	Жёсткость ткани и затухание ультразвука
Единица упругости	кПа
Обработка измерений	Усреднение серии из десяти измерений
Дополнительные данные	Коэффициент успешности исследования
Интерпретация METAVIR	Заявлена в описании модели; наличие уточняется для поставляемой версии ПО

Что важно согласовать перед заказом

Укажите задачи учреждения и требования к программному обеспечению. Состав поставки, подключаемые устройства, возможности работы с учётными записями и экспорта данных необходимо закрепить в спецификации.

Для FT 200 заявлены отличия от FT 100 по количеству исследований и отдельным функциям системы. Конкретные ограничения уточняются по документации поставляемой версии.

Результаты оценивает врач

Показатели аппарата используются вместе с клиническими сведениями и другими результатами обследования. FT 200 не следует представлять как универсальную замену УЗИ-сканеру: дополнительные режимы визуализации требуют отдельного подтверждения.

Коммерческое предложение от «Медновер»

Уточните актуальную стоимость, комплектацию, сроки поставки и условия сервисного сопровождения.